

baacklab®-Pipette

schön · leicht · präzise · autoklavierbar

Endlich gibt es die formschöne Pipette, die sich durch hohe Genauigkeit und Präzision auszeichnet. Das Volumen lässt sich selbst mit Handschuhen schnell durch Bewegung des Drehknopfes einstellen.

Die baacklab®-Pipette findet durch ihre ergonomische Fingerauflage, die digitale Volumenanzeige mit sinnvollen Einstellschritten und ihren günstigen Preis immer mehr Liebhaber.

Die Übertragung der Handwärme auf das Kolbenhubsystem hat keinen Einfluss mehr auf die Präzision. Und natürlich ist die Pipette vollautoklavierbar. Der hohe Bedienkomfort der Pipette macht das Pipettieren leicht und reduziert das Risiko von Erkrankungen (Sehnenscheidenentzündungen etc.).

Die baacklab®-Pipetten werden unter strikter Qualitätskontrolle und GMP-Standard hergestellt. Jede Pipette wird individuell nach EN ISO 8655 getestet und zertifiziert. Die Herstellung wird durch eine Landeseichdirektion überwacht und durch das Konformitätszeichen nach DIN 1200 auf jeder Pipette dokumentiert. Die Pipette ist Made in Germany und als Medizinprodukt nach EU-Richtlinie 98/79EC klassifiziert und mit dem CE-IVD-Zeichen ausgestattet.

Liefergrößen (Volumen):

- 0,1-2,5 µl*
- 0,5-10 µl*
- 2-20 µl*
- 5-50 µl*
- 10-100 µl*
- 20-200 µl*
- 100-1.000 µl*
- 500-5.000 µl*
- 1.000-10.000 µl*



Es passen die üblichen Standard-Pipettenspitzen. Wir bieten ein großes Sortiment an Spitzen auch steril oder mit Filter. Informieren Sie sich bitte auf unserer Internetseite:

www.baacklab.de



baacklab®

ARMIN BAACK · BEDARF UND TECHNIK FÜR LABOR UND MEDIZIN

Werkstraße 715 · 19061 Schwerin · Tel. 0385/3000866 · FAX 0385/3000868 · www.baacklab.de · info@baacklab.de